

## Volle Konzentration aufs Blutdruckmessen

Das apornorm<sup>®</sup> Basis konzentriert sich voll auf höchste Messgenauigkeit bei der Blutdruckmessung und verzichtet dabei auf Zusatzfunktionen wie Arrhythmie- oder Vorhofflimmern-Erkennung. Dafür bringt es einen praktischen Aufsteller für das Gerät mit, der gleichzeitig auch als Halter für die inkludierte Softmanschette dient. Das XXL-Display erleichtert zusätzlich das Ablesen der Messergebnisse.

Das apornorm<sup>®</sup> Basis Plus gibt es ausschließlich dort, wo gute Beratung in medizinischen Fragen zu Hause ist: in Ihrer Apotheke.

PZN 02391246

Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2104

### Packungsinhalt

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Konische Softmanschette Gr. M-L (22-42 cm)
- Standfuß für Gerät und Manschette
- Stofftasche für Transport und Aufbewahrung
- Gebrauchsanweisung
- Blutdruckpass
- 4 Batterien Größe AAA



## Funktionen im Überblick




Benutzer

### Blutdruck-Dokumentation für eine Person

Zeichnet bis zu 99 Blutdruckwerte eines Benutzers auf. Alle Messergebnisse werden dabei mit Datum und Uhrzeit gespeichert. So können Sie Ihre Messungen auch später noch leicht nachvollziehen.



Speicherplätze



Blutdruckkoppel

### Einfache Blutdruckbewertung

Zeigt Ihnen über das farbige Ampelsystem leicht verständlich an, wie Ihre Blutdruckwerte nach internationalen Richtlinien einzustufen sind. Durch die automatische Mittelwertberechnung erhalten Sie einen schnellen Überblick über Ihren durchschnittlichen Blutdruckwert.



Mittelwert-anzeige




Tastensperre

### Energieschonender Betrieb

Verhindert versehentliches Aktivieren des Geräts und schaltet sich automatisch ab, wenn es länger nicht bedient wird.



Abschalt-automatik



Display

### Komfortables Ablesen

Auf dem XXL-Display werden Ihre Blutdruckergebnisse extragroß und gut lesbar angezeigt.



Stromanschluss

### Strombetrieb optional möglich

Dieses Gerät kann wahlweise auch über das Stromnetz betrieben werden. Ein passender Netzadapter ist separat erhältlich.



Bewegungs-  
alarm

### Reduziert Anwendungsfehler

Warnt, wenn Sie sich während der Messung zu stark bewegt haben oder Probleme mit der Manschette erkannt wurden. So wird verfälschten Messergebnissen vorgebeugt und Anwendungsfehler reduziert.



Manschetten-  
sitzkontrolle



klinisch  
validiert



5  
Jahre  
GARANTIE

### Erfüllt höchste Qualitätsansprüche

Dieses Gerät wurde nach einem der weltweit umfangreichsten Validierungsprotokolle für Blutdruckmessgeräte der renommierten „British Hypertension Society“ (BHS) validiert. Dabei erfüllte es alle Anforderungen der klinischen Validierung und erreichte Bestnoten. Auf diese medizinische Spitzenqualität gewähren wir ganze 5 Jahre Garantie.



Nierenkranke



Diabetiker



Schwängere



12+  
Kinder

### Für Risikogruppen geeignet

Explizit auch für Patienten mit bestehenden Vorerkrankungen wie z. B. Diabetiker oder Nierenkranke sowie zur Blutdruckkontrolle während der Schwangerschaft empfohlen. Auch der Blutdruck von Kindern ab einem Alter von 12 Jahren kann mit diesem Gerät ermittelt werden.